

รหัส : 03030041

|   |   |
|---|---|
| ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :                | ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร<br>(Esophageal variceal ligator)   |
| ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :            | ซิกส์สตาร์มัลติแบนด์ ลิเกเตอร์<br>(6 STARS Multi-band Ligator)  |
| หน่วยงานที่พัฒนา :                            | บริษัท โปโปโล จำกัด โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศ<br>ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และได้รับการถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :                      | บริษัท โปโปโล จำกัด   |
| ผู้จำหน่าย :                                  | บริษัท โปโปโล จำกัด   |
| ผู้แทนจำหน่าย :                               | -   |
| หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : | บริษัท โปโปโล จำกัด   |
| ช่วงเวลาที่ยื่นทะเบียน :                      | สิงหาคม 2568 - สิงหาคม 2576 (8 ปี)  |

คุณสมบัตินวัตกรรม :

|                      |   |
|----------------------|---|
| <u>ชื่ออุปกรณ์</u>   | ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (Esophageal variceal ligator : EVL)  |
| <u>ชื่อทางการค้า</u> | 6 STARS Multi-band Ligator  |
| <u>ส่วนประกอบ</u>    | 1. กระบอกบรรจุยางพร้อมใช้งาน 6 เส้น (6-band loaded barrel) 1 ชุด<br>2. อุปกรณ์ส่วนควบคุม (Controller) 1 อุปกรณ์<br>3. สายนำเชือก (Loading catheter) 1 อุปกรณ์ |

#### วัตถุประสงค์การใช้งาน

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันอาการเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นจากภาวะเส้นเลือด  
ขอดในหลอดอาหารด้วยวิธีการรัดหลอดเลือดโป่งพองด้วยยาง (Ligation) โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องทางเดินอาหาร  
(Endoscope) โดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

#### ข้อบ่งใช้

ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเลือดออกจากภาวะเส้นเลือดขอด  
ในหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็ง จากความดันในระบบหลอดเลือดของตับสูงผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณผนัง  
ทางเดินอาหารส่วนต้นโป่งพอง เกิดเป็นเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร

#### ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

- ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารนี้ใช้สำหรับการรักษาภาวะเส้นเลือดขอดในบริเวณทางเดิน  
อาหารส่วนต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ในการรักษาเส้นเลือดขอดในบริเวณอื่น ๆ เช่น กระเพาะอาหาร
- ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารนี้ใช้สำหรับรักษาภาวะเลือดออกในหลอดอาหารจากเส้นเลือดขอด
- ก่อนทำการประกอบชุดอุปกรณ์เข้ากับกล้องส่องทางเดินอาหาร ควรทำการส่องกล้องทางเดินอาหาร  
เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนเริ่มทำหัตถการ
- การเคลื่อนที่กล้องส่องทางเดินอาหารหรือกระบอกบรรจุยางผ่านบริเวณที่ได้ทำการรักษาแล้วนั้น  
อาจทำให้ยางที่รัดหลุดออกจากเส้นเลือดขอด
- การใช้ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารทำการรักษาเส้นเลือดขอดที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลถึง  
ประสิทธิภาพการรักษา

6. ชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหารนี้ถูกออกแบบเพื่อใช้ทำการรักษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น การนำชุดอุปกรณ์มาทำการปราศจากเชื้อ และ/หรือ ใช้ซ้ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ลดลง เกิดความเสี่ยงในการทำงานผิดพลาดของชุดอุปกรณ์และความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

7. ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ถูกเปิดออก หรือมีรอยฉีกขาด

8. ไม่ควรใช้งานชุดอุปกรณ์ในกรณีที่พบว่าชิ้นส่วนใด ๆ ของชุดอุปกรณ์มีความผิดปกติ รอยแตก เสียหาย ที่อาจส่งผลถึงประสิทธิภาพการใช้งาน ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายและส่งชุดอุปกรณ์กลับมายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบข้อห้ามใช้

1. ชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหารมียาง (Latex rubber) เป็นส่วนประกอบ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาง

2. การรักษาด้วยชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหารร่วมกับกล้องส่องทางเดินอาหารส่วนต้นอาจส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ ภาวะหลอดอาหารทะลุ (Esophageal perforation) ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (Esophageal hemorrhage) อาการสำลัก (Aspiration) อากาศไข้ (Fever) ภาวะติดเชื้อ (Infection) ภาวะแพ้ยา (Allergic reaction to medication) ภาวะความดันสูง (Hypotension) ภาวะกดการหายใจและภาวะหยุดหายใจ (Respiratory depression/arrest) และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia or arrest)

3. การรักษาด้วยวิธีการรัดยางอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ อาการปวดอย่างรุนแรง (Severe pain) ภาวะหลอดอาหารตีบ (Esophageal stricture formation) ภาวะหลอดอาหารอุดตัน (Esophageal obstruction) แผลเปื่อยในทางเดินอาหาร (Esophageal ulceration) โรคทางเดินปัสสาวะ (Urinary symptoms) อาการบวม (Swelling and edema) และยางหลุด (Bands slipping off) การรักษาด้วยชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหารอาจทำให้แผลเปื่อยในทางเดินอาหาร (Esophageal ulceration)

#### ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้งาน

Post-banding ulcer and Temporary chest pain

#### อายุการจัดเก็บ

12 เดือน หลังวันที่ผลิต

#### วิธีการเก็บรักษา

ชุดยางรัดเส้นเลือดขอตในหลอดอาหารควรเก็บรักษาในสถานที่แห้ง และอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

#### คุณลักษณะเฉพาะ

1. คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification)

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายกล้องส่องทางเดินอาหารที่สามารถใช้งานร่วมได้ 9.5 - 13 มิลลิเมตร
- ความยาวเชือกสำหรับการควบคุมปล่อยยาง 1,250 มิลลิเมตร
- จำนวนของยางรัดบนกระบอกบรรจุยาง 6 เส้น
- ขนาดช่องอุปกรณ์เสริมของกล้องส่องทางเดินอาหารที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้  $\geq 2.8$  มิลลิเมตร
- ความยาวของสายนำเชือก 1,500 มิลลิเมตร

2. ส่วนประกอบ (Composition Specification)

| ส่วนประกอบ/Component   | วัสดุหรือวัตถุดิบ/Materials | คุณสมบัติเฉพาะ/Specification รุ่น GE-001   |
|--|-----------------------------|--|
| <b>กระบอกบรรจุยางพร้อมใช้งาน 6 เส้น (6-band loaded barrel)</b> |                             |  |
| ยางรัด (Band)  | Polyisoprene rubber (IR)    | Black and yellow color<br>Biocompatibility |
| กระบอกบรรจุยางส่วนแข็ง (Barrel)                                | Polycarbonate (PC)          | Transparent/clear<br>Biocompatibility      |

| ส่วนประกอบ/Component                  | วัสดุหรือวัตถุดิบ/Materials                      | คุณสมบัติเฉพาะ/Specification รุ่น GE-001  |
|---------------------------------------|--|---|
| กระบอกบรรจุยางส่วนยึดหยุ่น (Coupling) | Thermoplastic elastomers (TPE)                   | Translucent<br>Hardness 45-65A<br>Tensile strength 70-90 kg/cm <sup>2</sup>             |
| เชือก (Trigger cord)                  | Polyester wire                                   | Diameter 0.3 mm<br>High Tensile Strength<br>High heat resistance, chemicals             |
| ลูกปัด (Bead)                         | Polycarbonate (PC)                               | Transparent/Clear   |
| <b>อุปกรณ์ส่วนควบคุม (Controller)</b> |  |   |
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบคุม             | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)            | Rockwell Hardness (R-Scale) 100-120<br>Tensile Strength at Yield 500 kg/cm <sup>2</sup> |
| ท่อหน้าเชือก                          | Stainless steel                                  | 304 Stainless steel   |
| ชิ้นส่วนควบคุมการหมุน                 | Polyester-based thermoplastic polyurethane (TPU) | Hardness 75-90 A<br>Tensile strength 30-40 MPa  |
| แผ่นปิดท่อหน้าเชือก                   | Silicone sheet                                   | Hardness 45-80A   |
| <b>สายนำเชือก (Loading catheter)</b>  |  |   |
| สายนำเชือก                            | PVC coated aluminum sling                        | Diameter of sling 2 mm<br>Diameter of aluminum cord 1-1.5 mm                            |
| ตะขอเกี่ยวเชือก                       | Polypropylene (PP)                               | Rockwell Hardness (R-Scale) 80-110<br>Tensile Strength at Yield 25-35 MPa               |

### 3. คุณลักษณะที่มีผลการทดสอบ (testing)

| หัวข้อการประเมินและทดสอบ                                     | รายการทดสอบ   | มาตรฐานอ้างอิง   |
|--|---|--|
| <b>การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้านกายภาพ</b> |   |  |
| การทดสอบด้านกายภาพและกลไก                                    | - การทดสอบความยืดของยาง<br>- การทดสอบความแข็งแรงของกระบอกบรรจุยาง<br>- การทดสอบความแข็งแรงของลูกปัด<br>- การทดสอบความแข็งแรงของตะขอปลายสายนำเชือก | ISO 37:2017<br>-<br>-<br>-                                 |
| การทดสอบอายุการจัดเก็บ                                       | - การทดสอบแรงดึงของยาง หลังการบ่มแรงด้วยความร้อน  | ISO 188:2011<br>ISO 37:2017                                |
| <b>การประเมินและทดสอบความปลอดภัยด้านชีวภาพ</b>               |   |  |
| การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biological evaluation)       |   | ISO 10993-1:2018   |
| การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ                              | - การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity)<br>- การทดสอบการก่ออาการแพ้ต่อผิวหนัง (Sensitization)<br>- การทดสอบการก่อความระคายเคือง (Irritation) | ISO 10993-5:2009<br>ISO 10993-10:2021<br>ISO 10993-23:2021 |
| การทดสอบความสะอาดด้านชีวภาพ                                  | - การทดสอบจำนวนจุลินทรีย์บนเครื่องมือแพทย์ (Bioburden)  | ISO 11737-1:2018   |

| หัวข้อการประเมินและทดสอบ                                  | รายการทดสอบ   | มาตรฐานอ้างอิง                 |
|---|---|--------------------------------|
| การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้านบรรจุภัณฑ์ |   |                                |
| การทดสอบกล่องบรรจุภัณฑ์                                   | - การทดสอบการวางซ้อน (Stacking test)<br>- การทดสอบแรงจากการตก (Drop test) | ISO 2234:1985<br>ISO 2248:1985 |

4. มาตรฐาน (Standard)

ISO 13485:2016 Medical devices - Quality management systems

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices

+++++

